

## CUSCINO X-SEAT

### SCHEDA TECNICA

**PRODUTTORE: FUNKE MEDICAL AG - Ahrenfeld 10 - 46348 RAESFELD (GERMANY)**

**DISTRIBUTORE: MEDILAND SRL - Viale delle Industrie 5 - 20020 ARESE - MI**

**Cod. ISO: 04.33.03.012 (ex 03.33.03.009)**

**REPERTORIO DM SSN - (Art. 1 comma 409 legge 266/2005) - in attesa**

#### Descrizione

Cuscino antidecubito per la prevenzione di lesioni da pressione in soggetti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni fino al 4° stadio (classificazione Epuap).



#### Caratteristiche

Il cuscino è realizzato in schiuma di poliuretano espanso a due strati iper-elastici, base in poliuretano espanso ad alta resistenza e parte superiore in foam visco elastico (HR - Foam). La sua forma anatomica assicura il mantenimento di una postura corretta in posizione seduta.

Il cuscino è rivestito da una fodera removibile bielastica, che minimizza le forze di taglio. Realizzata con un tessuto a rete, impermeabile ai liquidi ma permeabile al vapore, in modo da assicurare un'eccellente traspirabilità. Le cuciture sono saldate ad ultrasuoni nella parte superiore, il fondo è anti-scivolo per garantire una seduta sicura e confortevole.

#### Indicazioni cliniche

Cuscino per la prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti valutati ad alto rischio o portatori di lesioni fino al 4° stadio (classificazione Epuap).

#### Specifiche tecniche

Dimensioni	Codice
38 x 40 x 8 cm	002050
40 x 40 x 8 cm	002051
42 x 40 x 8 cm	002052
45 x 42 x 8 cm	002053
48 x 42 x 8 cm	002054
51 x 44 x 8 cm	002055

mediland srl  
sede amministrativa:  
viale delle industrie, 5  
20020 Arese  
Milano – Italy

sede legale:  
via dei carantani, 1  
21100 Varese



mediland.it info@mediland.it  
T +39 02997708 r.a. F +39 02 93585618

## **Portata di peso**

20-120 Kg

## **Resistenza alla compressione**

2,5 kPa

## **Ignifugicità**

Copertura ignifuga (fuoco ritardante) DIN597 (I+II) CRIB 5

## **Norme di lavaggio**

Il cuscino è autoclavabile 105°C-221°F secondo linee guida RKI (Robert-Kock-Institute) del German Federal Ministry of Health. Fodera lavabile fino a 60°C.

## **Confezione**

Scatola cartone.  
Unità di confezionamento: Pz. 1

## **Garanzia**

Il cuscino è garantito 3 anni. La garanzia è valida unicamente per le proprietà funzionali del cuscino stesso.

## **Conformità**

Marchio CE Direttiva 93/42 CEE 14 Giugno 1993 e successive modifiche. Il prodotto rientra tra quelli della Classe I non invasivi

